
























	<u>MAGNUM L</u>	<u>MAGNUM XL</u>	<u>MAGNUM 2500</u>	<u>MAGNUM XL PRO</u>	<u>MAGNUM 3000 PRO</u>	<u>MAGNUM 3500 PRO</u>	<u>MAGNUM 2PRO DRIVE</u>
							
<b>USO</b>	<b>Básico</b>	<b>Básico PLUS</b>	<b>Semi- Profesional</b>	<b>Semi-Profesional PLUS</b>	<b>Profesional</b>	<b>Profesional PLUS</b>	<b>Semi-Profesional PLUS</b>
	• Domiciliario	• Domiciliario	• Domiciliario • Clínica	• Domiciliario • Clínica	• Clínica • Semi-Domiciliario	• Clínica	• Domiciliario • Coche
	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab. Bienestar/ Estética	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab. Bienestar/ Estética	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab.	Fisioterapia/ Rehab.
<b>Total Programas</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>52</b>	<b>46</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>41</b>
<b>PROGRAMAS</b>	<b>8</b> Fisioterapia / Rehab.	<b>16</b> Fisioterapia/ Rehab. <b>10</b> Bienestar/ Estética	<b>36</b> Fisioterapia/ Rehab. <b>16</b> Diferentes frecuencias	<b>32</b> Fisioterapia / Rehab. <b>14</b> Bienestar /Estética:	<b>67</b> Fisioterapia/ Rehab. <b>3</b> Nocturnos Total Body	<b>67</b> Fisioterapia/ Rehab. <b>3</b> Nocturnos Total Body	<b>Funciona con BATERÍA y conexión coche</b>
<b>FRACTURAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pequeñas Fracturas</li> <li>• Grandes Fracturas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso</li> <li>• Consolidación de Fracturas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso</li> <li>• Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fractura con Yeso</li> <li>• Edema Óseo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso</li> <li>• Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso</li> <li>• Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fractura con Yeso</li> <li>• Edema Óseo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso</li> <li>• Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fractura con Yeso</li> <li>• Edema Óseo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fracturas</li> <li>• Fractura Hombro</li> <li>• Fractura Antebrazo</li> <li>• Fractura Tibia</li> <li>• Fractura Muñeca</li> <li>• Retraso</li> <li>• Consolidación de Fracturas</li> <li>• Fractura Escafoides</li> <li>• Fractura Clavícula</li> <li>• Fractura Pelvis</li> <li>• Fractura Fémur</li> <li>• Fractura con Yeso</li> <li>• Edema Óseo</li> <li>• Pseudoartrosis</li> </ul>
<b>ARTROSIS/ ARTRITIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osteoartritis Cervical</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Osteoporosis Mano</li> <li>• Osteoporosis Cervical</li> <li>• Osteoporosis Hombro</li> <li>• Osteoporosis Columna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteonecrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis Rodilla</li> <li>• Artrosis Cervical</li> <li>• Artrosis Mano</li> <li>• Artrosis Cadera</li> <li>• Artrosis Hombro</li> <li>• Artrosis Columna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Osteoartritis Rodilla</li> <li>• Osteoartritis Cervical</li> <li>• Osteoartritis Mano</li> <li>• Osteoartritis Cadera</li> <li>• Osteoartritis Hombro</li> <li>• Osteoartritis Columna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteonecrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis Rodilla</li> <li>• Artrosis Cervical</li> <li>• Artrosis Mano</li> <li>• Artrosis Cadera</li> <li>• Artrosis Hombro</li> <li>• Artrosis Columna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteonecrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis Rodilla</li> <li>• Artrosis Cervical</li> <li>• Artrosis Mano</li> <li>• Artrosis Cadera</li> <li>• Artrosis Hombro</li> <li>• Artrosis Columna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artrosis</li> <li>• Artritis</li> <li>• Osteonecrosis</li> <li>• Osteoporosis</li> <li>• Artrosis Rodilla</li> <li>• Artrosis Cervical</li> <li>• Artrosis Mano</li> <li>• Artrosis Cadera</li> <li>• Artrosis Hombro</li> <li>• Artrosis Columna</li> </ul>



	<u>MAGNUM L</u>	<u>MAGNUM XL</u>	<u>MAGNUM 2500</u>	<u>MAGNUM XL PRO</u>	<u>MAGNUM 3000 PRO</u>	<u>MAGNUM 3500 PRO</u>	<u>MAGNUM 2PRO DRIVE</u>
							
<b>INFLAMACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epicondilitis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manguito Rotador</li> <li>• Túnel Carpiano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinflamatorio</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Tendinitis de Hombro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manguito Rotador</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Tendinitis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinflamatorio</li> <li>• Tendinitis</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Tendinitis de Hombro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinflamatorio</li> <li>• Tendinitis</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Tendinitis de Hombro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinflamatorio</li> <li>• Tendinitis</li> <li>• Epicondilitis</li> <li>• Epitrocleitis</li> <li>• Túnel Carpiano</li> <li>• Tendinitis de Hombro</li> </ul>
<b>DOLOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> <li>• Algodistrofia-Enf.de Sudeck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> <li>• Algodistrofia-Enf.de Sudeck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> <li>• Algodistrofia-Enf.de Sudeck</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor de Espalda</li> <li>• Dolores Articulares</li> <li>• Algodistrofia-Enf.de Sudeck</li> </ul>
<b>ORTOPEDIA</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión y Limpieza de Cartilago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión y Limpieza de Cartilago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión y Limpieza de Cartilago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> <li>• Fusión Espinal</li> <li>• Osteotomía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión y Limpieza de Cartilago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> <li>• Fusión Espinal</li> <li>• Osteotomía</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Post Cirugía LCA</li> <li>• Lesión de Cartilago</li> <li>• Prótesis Rodilla</li> <li>• Prótesis Cadera</li> <li>• Fusión Espinal</li> <li>• Osteotomía</li> </ul>
<b>TRAUMAS/ EDEMAS/ HERIDAS</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince/ Distorsión del Tobillo</li> <li>• Edemas / Contusiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince/ Distorsión del Tobillo</li> <li>• Edemas / Contusiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince/ Distorsión del Tobillo</li> <li>• Edemas / Contusiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince/ Distorsión del Tobillo</li> <li>• Edemas / Contusiones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esguince del Tobillo</li> <li>• Edemas / Contusiones</li> <li>• Úlceras</li> </ul>
<b>BIENESTA/ ESTÉTICA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenaje</li> <li>• Celulitis</li> <li>• Estados Edematosos</li> <li>• Piernas Hinchadas</li> <li>• Tratamiento reactivante</li> <li>• Regenerador Tisular <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acné</li> <li>• Cicatrices</li> </ul> </li> <li>• Arrugas Faciales <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estrías</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenaje Abdomen</li> <li>• Drenaje Miembros Superiores</li> <li>• Celulitis Abdomen</li> <li>• Celulitis Miembros Superiores</li> <li>• Celulitis Glúteos / Caderas</li> <li>• Estados Edematosos</li> <li>• Piernas Hinchadas</li> <li>• Tratamientos Reactivantes</li> <li>• Tratamiento Tonificación tejidos</li> <li>• Acné</li> <li>• Cicatrices</li> <li>• Arrugas faciales</li> <li>• Estrías</li> </ul>			



	MAGNUM L	MAGNUM XL	MAGNUM 2500	MAGNUM XL PRO	MAGNUM 3000 PRO	MAGNUM 3500 PRO	MAGNUM 2PRO DRIVE
							
<b>PROGRAMAS</b> Nocturnos	×	×	×	×	3 (15/50/75Hz)		×
<b>PROGRAMAS</b> Abiertos	×	10 libras	5 Libras 1 Multifrecuencia 15 Con Frecuencias preestablecidas de 10 a 200Hz	10 Libras	10 Libras 1 Multifrecuencia 25 Con Frecuencias preestablecidas de 5 a 200Hz	19 Libras 1 Multifrecuencia 25 Con Frecuencias preestablecidas de 5 a 200Hz	
<b>SALIDAS</b>	1	2	2	2	2	4	2
Cada salida conecta 1 SOLENOIDE			Con Función 1+1		Con Función 1+1	Con función 2+2	Con Función 1+1
<b>INTENSIDAD</b>	60 Gauss 160 Gauss Pico 120 Gauss Media	70 Gauss por Canal 280 Gauss Pico Total 140 Gauss media/canal	80 Gauss por Canal 320 Gauss Pico Total 160 Gauss media/canal	100 Gauss por Canal 400 Gauss Pico Total 200 Gauss media/canal	100 Gauss por Canal 400 Gauss Pico Total 200 Gauss media/canal	100 Gauss por Canal 800 Gauss Pico Total 200 Gauss media/canal	100 Gauss por Canal 400 Gauss Pico Total 200 Gauss media/canal
<b>FRECUENCIA</b>	5 – 200Hz						
<b>MANUAL</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Instrucciones en Español de Uso con imágenes Ubicación de Solenoides						
<b>SOLENOIDES INCLUIDOS</b>	1 Solenoide Flexible 35x10cm			2 Solenoides Flexibles 35x10cm		2 Solenoides Flexibles 35x10cm 2 Solenoides Soft Single 1 Solenoide Soft 4	1 Solenoide Flexible 35x10cm  1 Solenoide Soft 4
<b>SOLENOIDES COMPATIBLES (Recomendados)</b>							
<a href="#">Solenoide Flexible 35x10cm</a>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">Solenoide Flexible 40x15cm</a>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">Soft Single 12x12.5cm</a>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">Soft 4 25x25cm</a>	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">Paket PRO 11x12cm</a>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">MAT 100</a>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">TOTAL BODY 200</a>	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">TOTAL BODY 400</a>	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<a href="#">TOTAL BODY 400 XP</a>	×	×	×	×	×	✓	×